

T&F Hybrid Points

инструменты со сверхмелкой алмазной крошкой для финирирования зубной эмали, фарфора и композита

Инструменты T&F Hybrid Points, покрытые сверхмелкой алмазной крошкой, отвечают требованиям современной эстетической стоматологии, а именно позволяют выполнить минимальную корректировку и оптимально отпрепарировать поверхность для последующей полировки. В продаже представлены инструменты десяти разных размеров и форм – для разных этапов препарирования. Каждый инструмент отдельно запакован в пластиковый контейнер.

										
Номер	0925-1	0927-1	0929-1	0931-1	0933-1	0935-1	0937-1	0939-1	0941-1	0943-1
№ по ISO	018	014	018	014	018	012	009	012	013	011
Длина рабочей части, мм	1,6	3,0	3,5	3,0	3,5	4,0	3,7	4,2	6,0	8,0
Номер бора	7006	7104	7106	7404	7406	7803	7901	7903	LT1	LT2

Показания

■ В КАБИНЕТЕ

Финирирование композита, сверхточная корректировка зубной эмали и фарфора

Сфера применения

Для обработки следующих материалов: зубная эмаль, фарфор, композиты



В набор T&F Hybrid Points входят все 10 форм.



Об./мин. Реком.: 300 000 - 450 000 / УН: 0 - 0,8 Н

Номер	Кол-во	Изделие
0925-1-0943-1	6 шт.	T&F Hybrid Points, хвостовик FG
0950	1 шт.	T&F Hybrid Points Kit (набор)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверхмелкая алмазная крошка распределена точно и равномерно

Компьютеризированное производство

Стабильная работа

Идеальное финирирование поверхности перед окончательной полировкой

Точная концентричность